



WINPLANT
DENTAL
LABO —

穩 植 牙 體 技 術 所

二氧化鋯

Zirconia Restorations




Dental Direkt 德國製氧化鋯塊 (衛部醫器輸字第 030575 號)

超高透漸層鋯
DD Bio cubeX² ML



抗彎曲強度：800 MPa
透明度：49 %

推薦
用途



高透彩鋯 (單彩)
DD Bio ZX² color



抗彎曲強度：1200 MPa
透明度：40 %

推薦
用途



Porcelain Fused to Zirconia Crown & Bridge



二矽酸鋰玻璃陶瓷 Ceramic Restorations



日本製壓鑄用瓷錠
(衛部醫器輸字第 031001 號)

Initial LiSi Press



Lithium Disilicate
Redefined




抗彎曲強度：500 MPa

透明度選擇：

LT 高透性 / MT 中透性 /
HT 低透性 / MO 中度不透性

推薦
用途



Overlay / Crown / Veneer



Inlay / Onlay / Post



3D 列印

3D Printing



formlabs 

美國品牌 3D 列印機




台灣製牙科用 3D 列印樹脂
(衛部醫器製壹字第 007063 號)



Temp / Dental Model

Reposition Guide / Implant Guide



Other Model
(from CT, scan data or CAD software)



其他服務項目


Others



技師臨床比色攝影服務



3D APP 與醫師即時溝通




德國 exocad 軟體，設計自由度高




顱顏面外科手術規劃 - 策略聯盟


Cranio-maxillofacial Surgery Planning




Orthognathic
Surgery



Reconstructive
Surgery / Trauma



Distraction
Osteogenesis




SCAN



3D MODEL








PLAN



DESIGN



PRINT



materialise

顱顏面外科術前規劃軟體，協助術前模擬

DePuySynthes
PART OF THE Johnson & Johnson FAMILY OF COMPANIES

全球骨科第一品牌骨釘骨板、手術器械



聯絡資訊

地址：103 台北市大同區昌吉街 262 號

網址：<http://winplant.cc>

E-mail：contact@winplant.cc

電話：02-2598-9693



LINE@



Facebook